

Техническое задание

1. Общие требования:

- 1.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 1.2. Товар, предлагаемый к поставке Поставщиком, должен быть зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, иметь документ, подтверждающий качество, оформленный в соответствии с требованиями нормативной документации (представляется при поставке).
 1.3. Остаточный срок годности Товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 9 (Девяти) месяцев.

2. Требования к товару:

Артикул MR	Наименование (ПУ)	ТХ	Единица измерения	Количество
105- 000849- 00	Набор для определения глюкозы, Глюкозооксидазный метод (Glucose Kit, GOD- POD method)	Набор для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме методом фотометрий.	упак	3
		Реагенты готовы к использованию: наличие.		
		Метод определения: реакция с глюкооксидазой-пероксидазой (GOD-POD).		
		Определение на длине волны, не более: 510 нм.		
		Аналитический диапазон, не менее: 0,3-28 ммоль/л.		
		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл.		
		Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл.		
		Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C—8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 569		
		Фасовка: R1 4×40 мл + R2 2×20 мл.		
105- 000820- 00	Набор для определения общего холестерина, Холестеролоксидаза-пероксидаза (Total Cholesterol Kit, CHOD-POD Method)	Набор для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии.	упак	5
		Реагенты готовы к использованию: наличие.		
		Метод определения: реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD).		
		Определение на длине волны, не более: 510 нм.		
		Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА.		
		Аналитический диапазон, не менее: 3,85-769,23 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл.		

Приложение №3 к извещению о закупке №23150805008 от «22» марта 2023 года.

		Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 491		
		Фасовка: R 4×40 мл.		
105-000821-00	Набор реагентов для определения триглицеридов, GPO-POD метод (Triglycerides Kit, GPO-POD Method)	Фасовка: R 4×40 мл.	упак	2
105-000814-00	Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы, IFCC метод (Alanine Aminotransferase Kit, IFCC Method)	Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме фотометрическим кинетическим методом. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 4 - 1000 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 600 Фасовка: R1 4×35 мл + R2 2×18 мл.	упак	1
105-000815-00	Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы, IFCC метод (Aspartate Aminotransferase Kit, IFCC Method)	Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме на автоматическом биохимическом анализаторе. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны, не более: 340 нм.	упак	1

Приложение №3 к извещению о закупке №23150805008 от «22» марта 2023 года.

		Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 4 - 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 600 Фасовка: R1 4×35 мл + R2 2×18 мл.		
105-000816-00	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы, IFCC метод, АМП буфер (Alkaline phosphatase Kit, IFCC Modified Method)	Набор реагентов для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме фотометрическим кинетическим методом. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: Модифицированный метод Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC). Определение на длине волны, не более: 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин. Аналитический диапазон, не менее: 5 - 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 14 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 600 Фасовка: R1 4×35 мл + R2 2×18 мл.	упак	1
105-000847-00	Набор реагентов для определения α-амилазы, IFCC метод (α-Amylase Kit, IFCC Method)	Набор реагентов для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме или моче кинетическим методом на фотометрических системах. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны, не более: 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 5 - 1500 Ед/л.	упак	3

Приложение №3 к извещению о закупке №23150805008 от «22» марта 2023 года.

		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл.		
		Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл.		
		Интерференция, гемолиз, не менее: 250 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 35 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 154		
		Фасовка: R1 1×38 мл + R2 1×10 мл.		
105-000850-00	Набор для определения билирубина общего, DSA метод (Bilirubin Total Kit, DSA Method)	Набор для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии.	упак	1
		Реагенты готовы к использованию: наличие.		
		Метод определения: реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой (DSA).		
		Определение на длине волны, не более: 546 нм.		
		Используемые антикоагулянты: ЭДТА.		
		Аналитический диапазон, не менее: 1,7-600 мкмоль/л.		
		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 10 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 1000 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 40 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 327		
		Фасовка: R1 4×20 мл + R2 1×20 мл.		
105-000851-00	Набор для определения билирубина прямого, DSA метод (Bilirubin Direct Kit, DSA Method)	Набор для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии.	упак	2
		Реагенты готовы к использованию: наличие.		
		Метод определения: реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой (DSA).		
		Определение на длине волны, не более: 546 нм.		
		Используемые антикоагулянты: ЭДТА.		
		Аналитический диапазон, не менее: 1 - 260 мкмоль/л.		
		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл.		
		Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл.		

Приложение №3 к извещению о закупке №23150805008 от «22» марта 2023 года.

		Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 40 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 400		
		Фасовка: R1 4×20 мл + R2 1×20 мл.		
105-004614-00	Набор для определения креатинина, Ферментативный метод с саркозиноксидазой (Creatinine Kit, Sarcosine Oxidase Method)	Набор для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии.	упак	5
		Реагенты готовы к использованию: наличие.		
		Метод определения: реакция с саркозиноксидазой.		
		Определение на длине волны, не более: 546 нм.		
		Аналитический диапазон, не менее: 0,11-79,3 мг/дл.		
		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл.		
		Интерференция, иктеричность, не менее: 20 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 250 мг/дл.		
		Интерференция, гемолиз, не менее: 100 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 253		
		Фасовка: R1 2×27 мл + R2 1×18 мл.		
105-000824-00	Набор для определения мочевины, УФ метод, уреазы-глутаматдегидрогеназа (Urea Kit, Urease-GLDH, UV Method)	Набор для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии.	упак	1
		Реагенты готовы к использованию: наличие.		
		Метод определения: реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод.		
		Определение на длине волны, не более: 340 нм.		
		Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА.		
		Аналитический диапазон, не менее: 1-40 ммоль/л.		
		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл.		
		Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл.		
		Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 21 день.		

Приложение №3 к извещению о закупке №23150805008 от «22» марта 2023 года.

		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 412		
		Фасовка: R1 4×35 мл + R2 2×18 мл.		
105-000836-00	Набор для определения холестерина-ЛПНП, Прямое определение (LDL-Cholesterol Kit, Direct Method)	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме методом фотометрии.	упак	6
		Реагенты готовы к использованию: наличие.		
		Метод определения: прямой метод.		
		Определение на длине волны, не более: 600 нм.		
		Аналитический диапазон, не менее: 0,05-20 ммоль/л.		
		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 300 мг/дл.		
		Интерференция, гемолиз, не менее: 300 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 156		
		Фасовка: R1 1×40 мл + R2 1×14 мл.		
		Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии.		
105-000835-00	Набор для определения холестерина-ЛПВП, Прямое определение (HDL-Cholesterol Kit, Direct Method)	Реагенты готовы к использованию: наличие.	упак	4
		Метод определения: прямой метод.		
		Определение на длине волны, не более: 600 нм.		
		Аналитический диапазон, не менее: 0,05-6 ммоль/л.		
		Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл.		
		Интерференция, иксетичность, не менее: 40 мг/дл.		
		Интерференция, липимичность, не менее: 1000 мг/дл.		
		Интерференция, гемолиз, не менее: 300 мг/дл.		
		Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней.		
		Частота калибровки, не реже чем: при смене лота.		
		Температура хранения, не более: 2°C – 8°C в защищенном от света месте.		
		Количество тестов в наборе, не менее: 156		
		Фасовка: R1 1×40 мл + R2 1×14 мл.		

Приложение №3 к извещению о закупке №23150805008 от «22» марта 2023 года.

105-000748-00	CD-80 детергент (1 литр x 1 флакон)	Детергент для очистка зондов проб и реагентов, миксеров и кювет химического анализатора производства компании Mindray. Представляет собой концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное, биоразлагаемое. Эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет. Состав: гидрохлорид натрия, неионные ПАВ, полианионные ПАВ, буферы, стабилизаторы и т.п. Стабильность после вскрытия при температуре 10-30°C: не менее 3 месяцев. Фасовка: 1 флакон x 1 литр.	упак	12
	Набор для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме методом фотометрии.	Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz. Определение на длине волны, не более: 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон, не менее: 4 - 650 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C—8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 600. Фасовка: R1 не менее 4 флаконов по 35 мл + R2 не менее 2 флаконов по 18 мл	упак	1
	Набор реагентов для количественного определения концентрации кальция в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии.	Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с арсеназо III. Определение на длине волны, не более: 630 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин. Аналитический диапазон, не менее: 0,1-3,75 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, икретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения, не более: 2°C—8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 491. Фасовка: 4 флакона по не менее 40 мл	упак	2

И.о.Главного врача



Рогозина Л.Н.