

Техническое задание

1. Общие требования:

1.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Остаточный срок годности Товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	Подсчет клеток крови ИВД, реагент (Дилуент М-53D Diluent)	Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC- Объем реагента: ≥ 20 (литр; кубический дециметр) Тип реагента: изотонический разбавитель крови Обеспечивает стабильную среду для определения количества и размеров клеток крови. Состав: хлорид натрия, безводный сульфат натрия, буферы, антигрибковые и антибактериальные вещества. Фасовка: канистра 20 л. Условия хранения 2-30°C. Срок годности после вскрытия флакона: не менее 60 дней. Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.	упак	6
2	Подсчет клеток крови ИВД, реагент (Реагент лизирующий М-53 LEO (I) Lyse)	Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC- Объем реагента: ≥ 1 (литр; кубический дециметр) Тип реагента: лизирующий раствор Разрушает стенки эритроцитов и вместе с реагентом М-53LEO (II) Lyse используется для дифференциации лейкоцитов на 4 субпопуляции. Состав: ПАВ. Фасовка: 4 флакона по 1 л. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней. Условия хранения 2-30°C. Наличие штрих-кода для опознавания	упак	1

		анализатором реагента.		
--	--	------------------------	--	--

Ко всему Товару Поставщик прилагает следующую документацию:

- Товарную накладную;
- Регистрационные Удостоверения;
- Сертификаты Соответствия;

Инструкции по использованию.

Главный врач



Зобова А.Н.