









### Техническое задание

№	Наименование товара	Характеристики	Кол-во
1	<p>Стол манипуляционный МД SM 1 по ТУ 9452-005-47270095-2015 РУ No P3H 2016/3803</p> 	<p>Толщина стали, мм: каркас 1,5, полки 2 Полки: 1 Ручка: 2 Особенность полки (столешницы): с отбортовкой Ящики: 1 Лотки, емкости, контейнеры: нет Материал: каркас сталь, полки нержавеющая сталь Габариты полок, мм: Габариты ящика, мм: Нагрузка на полку (столешницу), кг: 15 Нагрузка на ящик, кг: 15 Направляющие: Колеса: да Особенности колес: из немаркой серой резины Ø 50 мм, 2 с тормозом Габариты, мм: 960x620x450 Особенность: Срок службы, г: Вес, кг: 18 Гарантия, мес: 12</p>	5
2	<p>Кушетка медицинская по ТУ 9452-002-52962725-01 смотровая КМС-01-"МСК" (МСК-203) РУ ФСР 2010/09508</p> 	<p>Регулировка: подголовник Количество секций кушетки: 2 Каркас кушетки: стальной Регулировка подголовника: бесступенчатая Угол наклона подголовника: 0-45 Нагрузка (до), кг: 130 Габариты, мм: 1950x650x520 Вес, кг: 30</p>	3
3	<p>Ширма медицинская ШМ - "МСК" по ТУ 9452-003-52962725-01 в следующем исполнении: ШМ - "МСК" (МСК - 2302) - ширма медицинская на колесах, двухсекционная РУ ФСР 2010/09569</p>	<p>Количество секций: 2 Материал каркаса: металл Материал секции: ПВХ Наличие заглушек: нет Колеса: да Особенности колес: 6 шт Ø 50 мм Габариты, мм: 800x400x1720 (1 секция) Гарантия, мес: 12</p>	2

			
4	<p>Столик процедурный СП-02-5 РУ ФСР 2012/13959</p> 	<p>Толщина стали, мм: 1 Полки: 1 Ручка: 2 Особенность полки (столешницы): с отбортовкой Ящики: 2 Лотки, емкости, контейнеры: нет Материал: сталь Габариты полок, мм: Направляющие: роликовые Колеса: да Особенности колес: импортные обрезиненные Ø 50 мм Габариты, мм: 700x420x810 Вес, кг: 19</p>	1
5	<p>Стол манипуляционный МД SM 6 по ТУ 9452-005-47270095-2015 РУ РЗН 2016/3803</p> 	<p>Толщина стали, мм: каркас 1,5, столешница 1 Полки: нет Ручка: 2 Особенность полки (столешницы): с отбортовкой Ящики: 6 Лотки, емкости, контейнеры: нет Материал: каркас сталь, столешница нержавеющая сталь Габариты полок, мм: Нагрузка на полку (столешницу), кг: 15 Нагрузка на ящик, кг: 15 Направляющие: Колеса: да Особенности колес: из немаркой серой резины Ø 50 мм, 2 с тормозом Габариты, мм: 960x620x450 Вес, кг: 36,4 Гарантия, мес: 12</p>	1
6	<p>Стол операционный (Боброва СБ-1) СБ-1-1,0 РУ ФСР 2011/11670</p>	<p>Полки: нет Ручка: нет Ящики: нет Лотки, емкости, контейнеры: нет Материал: сталь, столешница нержавеющая сталь Габариты полок, мм:</p>	1

		Колеса: нет Габариты, мм: 1000x570x790 Особенность: 4 регулируемые опоры Вес, кг: 12	
7	Столик процедурный СП-02-6 РУ ФСР 2012/13959 	Толщина стали, мм: 1 Полки: нет Ручка: 1 Особенность полки (столешницы): с отбортовкой Ящики: 4 Лотки, емкости, контейнеры: металлическая перфорированная корзина Стандартный срок поставки, раб дней: 30 Материал: сталь Габариты полок, мм: Направляющие: Колеса: да Особенности колес: импортные обрезиненные Ø 75 мм, 2 с тормозом Габариты, мм: 930x570x800 Особенность: 3 выдвижных ящика, 1 дверь с замком	2
8	Ширма 1 секция на колесах ШМ-"МСК" (МСК-302), ПВХ РУ ФСР 2010/095 	Ширма медицинская имеет стандартные размеры (800x400x1720), благодаря чему легко соединяется с большинством моделей отечественного производства. Каркас изготавливается из стальной круглой трубы. Материал обшивки - влагостойкая непрозрачная плёнка ПВХ. Оснащается двумя колёсными опорами, одна состоит из 2 колес, другая - из одного. Данное решение позволяет пользоваться ШМ МСК-302 как отдельным ограждением.	2

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:**

Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

**Условия поставки товара:**

- Поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;
- Товар поставляется в заводской упаковке;
- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.

**Срок поставки:** поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с момента заявки

**Сроки и порядок оплаты:** оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной

**Место поставки товара:** 164200, Архангельская область, город Няндомы, улица Фадеева, дом 2а.

**Время поставки:** с 08 ч. до 15 ч. в рабочие дни недели (понедельник-пятница).

)